**Sultanate of Oman Ministry of Health Drug Safety Center** Muscat Circular No. / 60/2025

> 06 <sub>-1-1447 H</sub> 01 -07-2025



سلطنة غمان وزارة الصحــة مركز سلامة الدواء

المحترمين

الأفاضل/ مالكي/ مديري الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية

To All Medical Device Establishments

After Compliments,

Recall of Continuous Glucose Monitoring System from Dexcom

سحب جهاز المراقبة المستمرة لمستوى السكر بالدم من ديكسيوم

Device Name: Continuous Glucose Monitoring System from Dexcom

Manufacturer: Dexcom Inc

Local agent: Scientific Pharmacy

Affected devices:

- STK-GT-001 lot 19492808
- STK-D7-014 lot 20280910
- STK-D7-014 lot 20280914

## Reason:

A manufacturing defect has been identified in the foam used in the production of some devices, which may result in the absence of audible alerts in the affected devices mentioned above.

## Instructions:

- 1. Immediately stop using the affected devices.
- 2. Contact the authorized distributor to replace the affected
- 3. Conduct regular testing of the speaker to ensure the audio alerts are functioning properly and there is no

Report Any issues related to medical devices and supplies can be reported via the following email:

vigilance-md@moh.gov.om

اسم الجهاز: جهاز المراقبة المستمرة لمستوى السكر بالدم من ديكسيوم

المصنع: Dexcom Inc

الوكيل المحلى: الصيدلية العلمية

الأحهزة المتأثرة:

تحية طيبة وبعد،،

- STK-GT-001 lot 19492808
- STK-D7-014 lot 20280910
- STK-D7-014 lot 20280914

السبب:

أنه قد تم تحديد خلل تصنيعي في الرغوة المستخدمة في تصنيع بعض الأجهزة، مما قد يؤدي إلى عدم صدور التنبيهات الصوتية في الأجهزة المتأثرة أعلاه.

## التعليمات:

- 1. إيقاف استخدام الأجهزة المتأثرة فورًا.
- 2. التواصل مع الموزع المعتمد لاستبدال الأجهزة المتأثرة.
- 3. إجراء اختبار منتظم لمكبر الصوت لضمان سلامة عمل التنبيهات الصوتية وعدم وجود خلل.

يمكن الإبلاغ عن أي مشاكل متعلقة بالأجهزة والمستلزمات

الطبية عبر البريد الإلكتروني:

vice-ord a mon.gov.om

إبراهيم ناصر الراشدي المدير العام

Ph. Ibrahim Naser Al Rashding, MINISTE

Director General ۲۲۳۰۸۴۸۹ مسقط - الرمز البريدي: ۱۰۰ - هاتف: ۲۲۳۰۷۱۱۱ - فاکس: ۳۹۳ P.O. Box: 393 Muscat - Postal Code: 100 - Tel: 22357111 - Fax: 22358489



