

Circular No. 5 / 2022


21 -06-1443 H

24-01-2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
Moving Forward  
with Confidence

رؤية عمان  
2040  
Oman Vision  
2040

**Recall of VACUTAINER BLOOD COLLECTION TUBE from Becton Dickinson.**

Source	GHC-Gulf Health Council.
Product	VACUTAINER BLOOD COLLECTION TUBE.
Manufacturer	Becton Dickinson.
Local Agent	Mustafa Sultan Science & Industry Co.L.L.C.
The affected products	0316293.
Reason	Apotential to underfill or exhibit draw volumes below labeled product claims. Underfilling of tubes could result an incorrect additive-to-blood ratio, which could cause erroneous test results that potentially could lead to improper diagnosis or treatment.
Action	1. Kindly take the necessary action to recall the above-mentioned models of the medical device if available in your facility. 2. Contact the local agent for remedial action.
Product Picture	
comments	Healthcare professionals are encouraged to report any adverse events Suspected to be associated with the above device or any other medical device to Department of Medical Device Control contact E-mail: <a href="mailto:Med-device@moh.gov.om">Med-device@moh.gov.om</a>

Dr. Mohammed Hamdan Al Rubaie

DIRECTOR GENERAL





بمقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



To:

**THE DIRECTOR GENERAL OF HEALTH SERVICES IN ALL GOVERNORATES**  
**Commanding Officer, Armed Forces Hospital (Al Khoudh & Salalah)**  
**Director General of Engineering Affairs, MOH**  
**Director General of Royal Hospital**  
**Director General of Khoula Hospital**  
**Director General of Medical Supplies (MOH)**  
**Director General of Pvt. Health Est. Affairs (to kindly arrange distribution to all Pvt. Hospitals)**  
**Hospital Director (Al Nahda Hospital)**  
**Hospital Director (Al Massara Hospital)**  
**The Head of Medical Services in SQU Hospital**  
**The Head of Medical Services in Royal Oman Police**  
**The Head of Medical Services in Ministry of Defence**  
**The Head of Medical Services in The Diwan**  
**The Head of Medical Services in The Sultan's Special Force**  
**The Head of Medical Services in Internal Security Services**  
**The Head of Medical Services in Petroleum Development of Oman**  
**The Head of Medical Services in LNG Oman**  
**ALL PRIVATE PHARMACIES & DRUG STORES**

After Compliments,

Please find attached our Circular No. 5/2022, dated 24/11/2022. Regarding GHC recall of VACUTAINER BLOOD COLLECTION TUBE from ( mrf: Becton Dickinson).

Copy to:

- Director, Office of H.E. The Undersecretary for Health Affairs
- Director of Medical Device Control, DGPA&DC
- Director of Pharmacovigilance & Drug Information Dept, DGPA&DC
- Director of Drug Control Department, DGPA&DC
- Director of Pharmaceutical Licensing Department, DGPA&DC
- Director of Central Quality Control Lab., DGPA&DC
- Supdt. of Central Drug Information





تقارير السلامة للأجهزة والمستلزمات الطبية  
Safety Alerts of Medical Device Products

<b>To:</b> HE / Members of the Executive Committee of the Cooperation Council States Members	إلى: سعادة/ أعضاء الهيئة التنفيذية بدول مجلس التعاون.	
<b>Subject:</b>	تحذير سلامة عن سحب منتج طبي (VACUTAINER BLOOD COLLECTION TUBE) من أنتاج شركة (Becton Dickinson)	الموضوع:
<b>Product Name:</b>	VACUTAINER BLOOD COLLECTION TUBE	اسم المنتج:
<b>Company:</b>	Becton Dickinson	الشركة:
<b>Affected product:</b>	0316293	المنتجات المتأثرة:
<b>Reg. Status in GHC:</b>	Not registered	وضع المنتج في مجلس الصحة:
<b>Source of Warning:</b>	Health Canada – MOHAP UAE	مصدر التحذير:
<b>Reason for Recall:</b>	أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن سبب التحذير هو بسبب احتمالية نقص ملء الأنابيب إلى نسبة غير صحيحة من المواد المضافة إلى الدم، مما قد يؤدي إلى نتائج اختبار خاطئة قد تؤدي إلى التشخيص أو العلاج غير الصحيح.	سبب السحب:
<b>Recommendation:</b>	أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع: باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيل المذكورة للمنتج أعلاه، حال توفرها لديكم.	التوصيات:
<b>Link of Circular</b>	For more information, please click <a href="#">here</a>	رابط التعميم:
<b>For inquiries and reporting:</b>	<a href="mailto:pms@ghc.sa">pms@ghc.sa</a>	للاستفسارات والإبلاغ: