

• شروط التخزين مستودع أجهزة ومستلزمات طبية:

✓ تعليمات المصنع:

يجب أن يتم التخزين والنقل والتعامل مع الأجهزة والمستلزمات الطبية وفقاً على تعليمات المصنع لمنع تلفها.

هذه التعليمات تتعلق بوحدة أو أكثر من التالي :

- درجة الحرارة
- نسبة الرطوبة
- التعرض للضوء
- الوضعية الصحيحة للعبوة/الحاوية
- العدد الأقصى للعبوات التي يمكنها تكديسها فوق بعض .
- أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للاحتراق حسب شروط الأمن والسلامة المقررة من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
- أن تكون أرضية المستودع من مادة صلبة وسهلة التنظيف وغير منخفضة من مستوى الطريق العام أو الأرض المحاذية أو المواجهه له.
- أن تدهن الجدران والأسقف من الداخل بطلاء سهل التنظيف على أن يعاد الهان كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- أن توجد به الأرفف الكافية لتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية بشكل يكفل حمايتها من التلف والتلوث طبقاً للتعليمات المدونة عليها أو المرافقة لها مع عدم وضع الصانديق الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية على الأرض مباشرة.
- أن يتناسب التكيف مع حجم المستودع ووجود عدد مناسب من أجهزة قياس درجة الحرارة.
- أن يكون له مدخل أو أكثر للشحن والتفريغ مع مخارج للطوارئ.
- توفير الوسائل اللازمة للقضاء على القوارض والحشرات والأوعية المناسبة المغلقة الخاصة بالمخلفات.
- تزويده بوسائل الأمن والسلامة حسب اشتراطات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
- التعاقد مع شركة متخصصة للتخلص من المستلزمات التالفة والمنتهية الصلاحية.
- توفير مكتب للإدارة بالمستودع.
- تقسيم مساحة المستودع إلى مساحة للاستلام والتسليم ومساحة للتخزين ومساحة منفصلة للمسترجع التالف أو منتهي الصلاحية.

ملاحظة :

- إذا لم تتضمن البطاقة التعريفية للجهاز/المنتج الطبي التعليمات أو العبارات المتعلقة بظروف التخزين والنقل والتعامل فيجب على المنشأة التواصل مع المصنع للحصول على تلك التعليمات.